



"Excellence Laboratory Technische Compliance Level III" der GAZ GmbH (Bescheinigung Nr. GAZ-TCL-12-02-14-01)

ZERTIFIZIERTES REFERENZMATERIAL

SL24-09

Fe-Ti

Version: 001 Datum der Zertifizierung: 19.10.17 Probenform: Pulver 0.040-0.200 mm

Analyt	Einheit	Zertifizierter Wert	Vertrauensbereich (95%)	Anzahl Wiederholserien	Mess-Methode*
Si	%	0.180	0.010	3	1
Fe	%	19.27	0.07	4	1
Mn	%	0.192	0.002	3	1
P	%	0.004	0.001	3	1
Al	%	2.93	0.01	3	1
Mg	%	0.070	0.004	3	1
Ti	%	72.74	0.11	3	1
Zr	%	0.383	0.005	4	1
V	%	1.167	0.012	4	1
Nb	%	0.072	0.005	4	1
Cr	%	0.384	0.005	3	1
Mo	%	0.814	0.007	4	1
Ni	%	0.047	0.002	3	1
Cu	%	0.074	0.004	3	1
Sn	%	0.246	0.008	4	1

* Mess-Methode

1: Röntgenfluoreszenzspektrometrie