

**\*\*\*sold out\*\*\*ASTM 1 Colour Reference Standard (ASTM D6045, D1500) Colour Reference Standard QTY. 500 ML**

Art. ID	FIS-16040152
Unit	500 mL
Deliverydetails	No Dangerous Good /not restricted

Description

ASTM-Farbreferenzstandards dienen der routinemäßigen Kalibrierung von Farbmessgeräten und der Verifizierung von Testdaten. In der Prozessindustrie werden weltweit Farbmessgeräte zur Farbkontrolle von Produkten wie Speiseölen und Industrieölen, Kraftstoffen, Chemikalien, Pharmazeutika, Farben und Beschichtungen eingesetzt