

**ASTM 3 Colour Reference Standard (ASTM D6045, D1500) Colour Reference Standard  
QTY. 500 ML**

Art. ID	FIS-16050152
Unit	500 mL
Deliverydetails	No Dangerous Good /not restricted

Description

ASTM-Farpreferenzstandards dienen der routinemäßigen Kalibrierung von Farbmessgeräten und der Verifizierung von Testdaten. In der Prozessindustrie werden weltweit Farbmessgeräte zur Farbkontrolle von Produkten wie Speiseölen und Industrieölen, Kraftstoffen, Chemikalien, Pharmazeutika, Farben und Beschichtungen eingesetzt